

B. BRAUN

CATÁLOGO ENFIT® B. Braun



Brochure ENteral



NUTRICIÓN QUE HACE LA DIFERENCIA

ÍNDICE

ENTEROFIX

3

- Enterofix

SISTEMA ENFIT

5

- Sondas ENFit®
- Jeringas ENFit®
- Tapas ENFit®
- Extractor ENFit®
- Extensor ENFit®
- Colgador 100 ml

100

Enterofix® 1000 ml

Contenedor enteral



CARACTERISTICAS

- Almacenamiento de 1000 ml
- Para ser usado en conexión con todos los juegos de infusión
- Escala graduada y etiqueta para datos de pacientes.
- Libre de DEHP

INDICACIÓN

- Para la administración de agua o fórmula de alimentación que requiere ser reconstituida

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código	Descripción Producto	Factor de empaque
9240800	ENTEROFIX 1000 ml	30xcaja

SISTEMA ENFIT



NUTRITUB® SONDAS ENFit®

Seguridad en la administración enteral

Preocupado por la seguridad, B. Braun ha estado colaborando con la Asociación Global de Proveedores de Dispositivos Enterales (GEDSA), para apoyar la introducción y adopción de la nueva norma ISO 80369-3.

ENFit®

La norma ISO 80369-3, establece ENFit® como el diseño estándar para conexiones enterales de acceso al paciente.

Conexiones: El sistema ENFit® está específicamente diseñado para la conexión de dispositivos de administración de nutrición enteral en el extremo distal, previniendo errores de conexión entre sistemas enterales e intravenosos, mejorando así la seguridad del paciente.

El conector ENFit®, de la sonda en el extremo del paciente, se conecta a la parte distal de la bajada de alimentación, o a la jeringa de alimentación, ambos con conexión ENFit®.

BENEFICIOS PARA EL USUARIO

- Conectores enterales dedicados a minimizar el riesgo de conexiones incorrectas.
- Función "Bloqueo y llave" asegura una conexión segura.
- Codificación de color morado permite una identificación más rápida de los dispositivos enterales.
- Sistema de conexión universal



VARIEDADES DE SONDAS NUTRITUB® ENFIT® GÁSTRICAS E INTESTINALES:

Nutritub® ENfit® Gástricas

Producto	Diámetro (fr)	Largo (cm)	Guía	Código	Factor de empaque
Nutritub® ENfit® Gástrica F5	5	50		9246508	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F8	8	80		9246535	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F10	10	110	■	9246512	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F12	12	110	■	9246543	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F14	14	110	■	9246513	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F14	14	110		9246514	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F16	16	110	■	9246515	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F16	16	110		9246516	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F18	18	110	■	9246518	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Gástrica F18	18	110		9246519	25 uds por caja

Nutritub® ENfit® Intestinales

Producto	Diámetro (fr)	Largo (cm)	Guía	Código	Factor de empaque
Nutritub® ENfit® Intestinal F8	8	125	■	9246578	25 uds por caja
Nutritub® ENfit® Intestinal F12	12	125	■	9246586	25 uds por caja

Guía ■

JERINGA ENTERAL CON CONECTOR ENFit®

Seguridad en la administración enteral

ENFit®

El diseño de las Jeringas es en base a la norma ISO 80369-3, para conexión exclusivamente enteral, con conector ENFit® “hembra”, adaptable a la llave de tres pasos de la bajada de alimentación y sonda de alimentación enteral con conexión ENFit® tipo “macho”.



CARACTERÍSTICAS

- Jeringa Enteral ENFit® con conector hembra, que se conecta sólo con conector macho ENFit®
- Escala de 0.01 ml - 1.0 ml dependiendo del tamaño de la jeringa
- Transparente: proporciona una fácil visualización del medicamento
- Libre de látex, BPA y DEHP
- Émbolo morado para una identificación más rápida
- Empaque individual y estéril
- Jeringas LDT: 1 – 2,5 y 5 ml

VARIEDADES DE JERINGAS ENFIT®:

Código	Descripción Producto	Factor de empaque
4616029-01	Jeringa ENFit 50/60 ml	100xcaja
4616028-01	Jeringa ENFit 20 ml	100xcaja
4616027-01	Jeringa ENFit 10 ml	200xcaja
4616026-01	Jeringa ENFit 5 ml	200xcaja
4616025-01	Jeringa ENFit 2,5 ml	200xcaja
4616024-01	Jeringa ENFit 1 ml	200xcaja

Tapa de jeringa con conector Enfit®

Seguridad en la administración enteral



CARACTERISTICAS

- Sella jeringas enterales con conector ENFit®
- Facilita el almacenamiento y transporte de jeringas
- Evita fugas y desgaste
- Esterilizado con óxido de etileno
- Un solo uso
- Información de vencimiento y número de lote en el envase
- Vía útil mayor a 24 meses
- Libre de latex

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código	Descripción Producto	Factor de empaque
4616020	Tapa de jeringa con conector ENfit®	300xcaja

Extractor de medicamentos Enfit®

Seguridad en la administración enteral



CARACTERISTICAS

- Adecuado para jeringas enterales con conector ENFit®
- Fácil extracción de medicamentos orales y nutrición enteral
- Medida: 10 cms

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código	Descripción Producto	Factor de empaque
4616009	Extractor de medicamentos ENfit®	5xcaja

Extensor perfusor Enfit®

Seguridad en la administración enteral



CARACTERISTICAS

- Conector de jeringa con conector macho ENFit®
- Conector del paciente con conector ENFit® hembra
- Longitud 150 cm, diámetro interior 2,5 mm
- Volumen de cebado 7,4 ml
- Libre de DEHP
- Producto estéril
- Un solo uso
- No requiere accesorios para su conexión
- Vida útil 24 meses desde su fabricación
- Información de fabricación y número de lote en el envase

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código	Descripción Producto	Factor de empaque
87229910	Extensor ENfit®	25xcaja

Colgador frasco de 100 ml

Seguridad en la administración enteral




CARACTERISTICAS

- Colgador plástico para botella de vidrio de 100 ml

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código	Descripción Producto
6311180	Colgador de botella 100 ml



DISTRIBUIDORES

- **NUTRIHOUSE**

José Manuel Infante 1098, Providencia, Región Metropolitana
Teléfono: +56 2 3277 5785
Whatsapp: +56 9 44473078

- **STOMABAGS**

<https://www.stomabags.cl/nutricion-enteral>