

Filtros de Infusión



Sterifix 0,2 micras

FILTRO DE INFUSIÓN ANTIBACTERIANO 0.2um.
RETENCIÓN DE BACTERIAS, PARTÍCULAS Y BURBUJAS DE AIRE
AREA DE FILTRADO 10cm²
PRIMING 2.4ml
PRESIÓN 3.1bar
FLUJO 30ml/min
CONEXIÓN LUER LOCK
ESTÉRIL (ETO).

Código	Nº Artículo	Descripción	Cajas x
03-22-249240-0	4099303	STERIFIX 0,2um INFUSION, LLOCK	50



Intrapur Lipid 1.2 micras

FILTRO DE INFUSIÓN de 1.2um EMULSIONES LIPÍDICAS Y NPT
RETENCIÓN DE MICROORGANISMOS, PARTICULARMENTE HONGOS Y ESPORAS
RETENCIÓN DE BURBUJAS DE AIRE
AREA DE FILTRADO 10cm²
PRIMING 2.4ml
PRESIÓN 3.1bar
FLUJO 100ml/min
CONEXIÓN LUER LOCK
ESTÉRIL (ETO).

Código	Nº Artículo	Descripción	Cajas x
03-22-239230-0	4099702	INTRAPUR LIPID 1,2um INFUSION, LLOCK	50

Filtros de Inyección



Chemo Dispensing Pin 0.2 micras

DISPENSADOR CON PUNZÓN MINI PARA FRASCOS CON TAPA GOMA
 FILTRO DE AIRE INCORPORADO DE 0.2µm, HIDRÓFobo, PARA ELIMINACIÓN
 DE AEROSOLs DURANTE EL PROCESO DE RECONSTITUCIÓN, PREPARACIÓN
 DE QUIMIOTERÁPICOS (ATRAPA AEROSOLs).
 CONECCIóN HEMBRA LUER LOCK
 ESTÉRIL (ETO). LIBRE DE LATEX.

Código	Nº Artículo	Descripción	Cajas x
03-22-269268-3	412014	CHEMO DISPENSING PIN 0,2µm LLOCK	50



Sterifix 0.2 micras, filtro de inyección

PREVENCIóN CONTAMINACIóN BACTERIANA
 CONECCIóN LUER LOCK
 ESTÉRIL (ETO)
 LIBRE DE LATEX

Código	Nº Artículo	Descripción	Cajas x
03-22-269263-0	4099206	STERIFIX 0.2µm INYECCIóN, LLOCK	200

Filtro de inyección/aspiración 1.2micras

PREVENCIóN CONTAMINACIóN MATERIAL PARTICULADO
 CONECCIóN LUER LOCK
 PRIMING 0.3ml
 ESTÉRIL (ETO)
 LIBRE DE LATEX

Código	Nº Artículo	Descripción	Cajas x
03-22-269268-5	414995	FILTRO ASPIRACION/INYECCION 1.2micras	50